



HU
HASZNÁLATI UTASÍTÁS: ANTI-DECUBITUS
PÁRNÁK

REF: 0810010, 0810011 0810012, 0810013
0810014, 0810015, 0810016, 0810017,
0810230, 0810231, 0810232, 0810233



CE

Rendeltetészerű használat:

Ezeket az Anti-Decubitus párnákat légcellákkal vagy/vagy géllal a belsejében úgy tervezték, hogy csökkentsék és késleltessék a decubitus-t.

Fogyatékkal élők és idősek számára is használhatók, akik tolószékes, mozgásszegény életmódot folytatnak huzamosabb ideig.

Olyan felhasználók számára is használható, akiknek nincsenek tünetei, és nagyobb kényelmet kívánnak nyújtani mindennapi életükben.

A készüléket a felhasználó maga is használhatja.

A párnán való elhelyezéskor fontos, hogy a felhasználó a lehető legtöbbször felemelje, hogy korlátozza a medence tartós összenyomását a kiálló csontok közelében.

Jellemzők:

- Selymes tapintás és puhaság a légnyereszek maximális védelméért
- A levegő és a gél egyedülálló kombinációja (a megfelelő változatokhoz) hatékony mentességet és kényelmet biztosít a nyomás alól a decubitus felhasználó számára
- Az összekapcsolt levegőcellák nagy nyomáscsökkentést biztosítanak, míg a gél (a megfelelő változatoknál) nemcsak jobb kényelmet biztosít, hanem segít fenntartani a testhőmérsékletet is
- Ergonomikus kialakítás
- PU védőbevonat az egyszerű tisztítás érdekében (csak a 0810010-0810014 kódoknál)
- PVC védőbevonat az egyszerű tisztítás érdekében (csak a 0810015-0810017 és 0810230-0810233 kódoknál)
- Könnyű és könnyen hordozható.
- •Könnyen állítható levegőbeállításokkal a nagyobb kényelem érdekében (csak a 0810010,0810015,0810016,0810017,0810230, 0810231, 0810232, 0810233 típusoknál)

Doboz alkatrészek:

- Egy párna
- Egy fedél
- One Javítókészlet. (csak 0810010,0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233)
- Egy kézi légszivattyú, (csak a 0810010, 0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233 típusokhoz)

Beállítási utasítások:

1. Fűzze fel a párnát az ülésre.
2. Nyissa ki a szelepek csapját, és fújja fel a párnát a kézi szivattyúval és a tömlőcsatlakozóval, majd zárja el a csapot.
3. A kettős rekesz (ha rendelkezésre áll) egymástól függetlenül állítható a pozicionálás és a stabilitás növelése érdekében, vagy mindkét oldalról oldalra vagy előlről hátrafelé történő vezérlés (a kanál dőlésszögének beállításához).
4. Helyezze a páciens a párnára.
5. Javasoljuk, hogy 10 naponta állítsa be újra a párna nyomását.

Tisztítási és mosási útmutató

Párna

- A párnát fertőtlenítő szappannal mossa le.
- Törölje le a párnát unedves ruhával: öblítse le tiszta vízzel, majd szárítsa meg a szabad levegőn.
- Ne használjon tisztítószeret vagy más oldószert.
- Ne használjon mosógépet vagy szárítógépet.
- Ne használjon hőt vagy gőzzel autoklávot.

Borító

- Mosás 30 °C-on, nem vasalható.
- Higiéniai okokból minden párnát csak egy betegnél kell használni.
- Javasoljuk, hogy vásároljon egy második védőhuzatot, amelyet az első mosása közben használ, hogy elkerülje a beteg és a termék felületének közvetlen érintkezését.
- Javítás (csak 0810010,0810015,0810016,0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233):
- Ha a párnát véletlenül átlukasztották, u használja a párnához mellékelt javítókészletet.
- A gumikötést takarékosan alkalmazza.
- Ragassza fel a tapaszt a megfelelő helyre.
- Nyomja le a javító tapaszt

Műszaki adatok:

MBK KÓD	LEÍRÁS	-VAL, -VEL	DIMENZIÓI	MAX TERHELÉS
0810010	PÁRNA COZY	LEVEGŐ & GÉL	41x41x5 cm	130 Kg
0810011	PÁRNA GEL-TECH 3D I	GÉL	42x40x2 cm	130 Kg
0810012	PÁRNA GEL-TECH 3D II	GÉL	46x42x2 cm	130 Kg
0810013	PÁRNA GEL-TECH I	GÉL	40x40x1,6 cm	130 Kg
0810014	PÁRNA GEL-TECH II	GÉL	46x40x1,6 cm	130 Kg
0810015	Sejt Párna PVC Comfy II	LEVEGŐ	46x40x6 & 10 cm	130 Kg
0810016	Sejt Cella Párna PVC Comfy I	LEVEGŐ	40x40x8 cm	130 Kg
0810017	LEVEGŐPÁRNA 35x41x5cm	LEVEGŐ	46x40x8 cm	130 Kg
0810230	LEVEGŐPÁRNA 41x41x5cm	LEVEGŐ	35x41x5 cm	130 Kg
0810231	LEVEGŐPÁRNA 47x41x5cm	LEVEGŐ	41x41x5 cm	130 Kg
0810232	LEVEGŐPÁRNA 47x47x5cm	LEVEGŐ	47x41x5 cm	130 Kg

0810233		LEVEGŐ	47x47x5 cm	130 Kg
----------------	--	---------------	-------------------	---------------

MBK KÓD	LEÍRÁS	BEVONÓANYAG	SZELEPEK
0810010	PÁRNA COZY	PU	1
0810011	PÁRNA GEL-TECH 3D I	PU	NÉLKÜL
0810012	PÁRNA GEL-TECH 3D II	PU	NÉLKÜL
0810013	PÁRNA GEL-TECH I	PU	NÉLKÜL
0810014	PÁRNA GEL-TECH II	PU	NÉLKÜL
0810015	Sejt Párna PVC Comfy II	PVC	2
0810016	Sejt Párna PVC Comfy I	PVC	2
0810017	LEVEGŐPÁRNA 35x41x5cm	PVC	2
0810230	LEVEGŐPÁRNA 41x41x5cm	PVC	1
0810231	LEVEGŐPÁRNA 47x41x5cm	PVC	1
0810232	LEVEGŐPÁRNA 47x47x5cm	PVC	1

0810233		PVC	1
----------------	--	------------	----------

ALKATRÉSZ KÓDJA:	LEÍRÁS:	ALKALMAS:
0810021	BURKOLAT 41X41x5 (SP0810010, 0810231)	0810010 & 0810231
0810022	BURKOLAT 3D 42x40x2 (SP 0810011)	0810011
0810023	BURKOLAT 3D 46x42x2 (SP 0810012)	0810012
0810024	BURKOLAT 40x40x1,6 (SP 0810013)	0810013
0810025	BURKOLAT 46x40x1,6 (SP 0810014)	0810014
0810026	BURKOLAT 46x40x6/10 (SP 0810015)	0810015
0810027	BURKOLAT 40x40x8 (SP 0810016)	0810016
0810028	BURKOLAT 46x40x8 (SP 0810017)	0810017
0810234	BURKOLAT 35x41x5cm (SP 0810233)	0810230
0810235	BURKOLAT 47x41x5cm (SP 0810233)	0810232
0810236	BURKOLAT 47x47x5cm (SP 0810233)	0810233



VIGYÁZAT(!)

- Ne dohányozzon és ne használjon lángot a párna közelében
- Ne tegye ki a párnát közvetlen hőhatásnak.
- Ne használjon éles tárgyakat a mandzsetta közelében.
- Ha először leeresztve kell tárolnia a párnát. (csak a 0810010, 0810015, 0810016, 0810017, 0810230, 0810231, 0810232, 0810233 számoknál)
- Tisztítsa meg a terméket hetente.
- Védje meg az alkatrészeket a karcolásoktól, vágásoktól és szúrásoktól.
- Sérülés vagy meghibásodás esetén forduljon hivatalos és képzett forgalmazójához.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben

- MOBIAK S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából vagy a kézikönyvben említettektől eltérő használatából eredő következményekért.
- MOBIAK S.A fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a készüléket és a jelen dokumentumban szereplő információkat.

VÉDENI A KÖRNYEZETET



Ha a termék cserére szorul, vagy már nem szolgálja Önt, vegye figyelembe a környezetet.

- 1) Ne dobja ki a terméket a kommunális hulladékkal együtt (ez is fontos az újrahasznosítási szimbólumnak).
- 2) Lépjen kapcsolatba az önkormányzattal, hogy jelezze termékének újrahasznosítási helyét
- 3) A haszontalan terméket a megfelelő helyre kell dobnia.

ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Megfelelőségi nyilatkozat:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy a jelen nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, és adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

GARANCIA:


A termékre a vásárlástól számított KÉT (2)* év jó működési garanciát vállalunk.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, és NEM vonatkozik a helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából eredő hibákra.

Ezenkívül NEM takarja el a kopott alkatrészeket és bármit, ami a használat során vagy az idő múlásával megsérül.

A jótállás nem vonatkozik a természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ha van) és szállító cégek által okozott károkra vagy hibákra sem.

* hat (6) hónap a kézi légszivattyú és fedél esetében

 **MOBIAK S.A**
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE
T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiacare.com



Magyarországi forgalmazó: Bükkös Egészségtár Kft. 2000 Szentendre, Kőzúzó köz. 2.. 26-309223

**A CÍMKÉRE, A FŐKARTONRA ÉS /VAGY A FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYVRE NYOMTATOTT SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA**

	ORVOSI ESZKÖZ		CE JELÖLÉS
	GYÁRTÓ		GYÁRTÁSI DÁTUM
	TERMÉK SZÁM		OLVASSA EL A HAZNÁLATI UTASÍTÁST
	SOROZATSZÁM		NE HASZNÁLJA HA CSOMAGOLÁS SÉRÜLT
	TÉTEL SZÁM		HELYESEN FELFELÉ
	EGYEDI ESZKÖZAZONOSÍTÓ		NAPFÉNYTŐL TÁVOL TARTANDÓ
	TARTSA SZÁRAZON		RAKODÁSI MAGASSÁG
	ÓVATOSAN KEZELJE		TÖRÉKENY
	CSAK BELTÉRBEN HASZNÁLHATÓ		AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLAÉKAI RÓL SZÓLÓ IRÁNYELV