

# Felhasználói kézikönyv / Használati utasítás

## Pozicionáló segédeszköz

### POSIMED®

Kérjük, hogy a rendszerek használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és megjegyzéseket a biztonságos működés érdekében!

#### Szállítási terjedelem :

- Pozicionáló segédeszköz POSIMED® kék PU borítással és hegesztett varratokkal
- Használati utasítás

#### Javallatok / Ellenjavallatok:

- Javallatok: Nyomásfekélyek terápiája és profilaxisa, fájdalmas betegek pozicionálása.
- Ellenjavallat: Nincs

#### Alkalmazási kör:

- Különböző formájú és méretű pozicionáló segédeszközök optimális elhelyezést biztosítanak a decubitus profilaxishoz és terápiás támogatáshoz.

#### A beteg súlya:

- Alkalmas minden betegsúlyhoz

#### Műszaki adatok:

- Polipropilén mikrogyöngyökkel töltött pozicionáló segédeszköz
- Neopolén sűrűsége 13 – 17 kg/m<sup>3</sup>

#### Méretek:

- Különböző formájú és méretű

#### Súly:

- 0,2–1 kg

#### Tisztítás és karbantartás:

Otthoni ápolás	Klinikai használat
Használata közben	
Fedélfertőtlenítés törléssel	Fedélfertőtlenítés törléssel
A beteg cseréje után	
Fedélfertőtlenítés törléssel	Fedélfertőtlenítés törléssel
Fedjük le a fertőtlenítést törléssel	Autoklávozás

**Műszaki biztonság / Lángállóság:**

- DIN EN 597 I + II Lángállóság

**Toxicológiai teszt / Biokompatibilitás:**

- DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1

**A rendszer előkészítése használatra:**

- Vegye ki a pozicionáló segédeszközt a csomagolásból!

**A rendszer most használatra kész.**

**Figyelmeztetések:**

- Egyik sem

**Garancia / Garancia:**

- A törvényi garancia 6 hónap, a törvényes garancia 2 év. A kiterjesztett jótállási feltételek megtalálhatók a termékleírások.

**Termék név:**

- POSIMED® pozicionáló segédeszköz

Manufacturer according to the MPG (German Medical Devices Act)

Funke-Medical AG

Ährenfeld 10

46348 Raesfeld

Tel.: (+49) 2865/266 93 50

Fax: (+49) 2865/8133

[info@funke-medical.de](mailto:info@funke-medical.de)

[www.funke-medical.de](http://www.funke-medical.de)